

Gebrauchsanweisung zur genuS Kniestütze.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, bitte lesen Sie vor Benutzung der Kniestütze die folgenden Anweisungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns. Wir wünschen Ihnen eine baldige Genesung. Ihr **genuS** - Team!

Verwendungszweck

Die **genuS Kniestütze** aus Polyurethan mit Befestigungsschellen und Schaumstoffauflage soll in Verbindung mit Unterarmgehstützen die Fortbewegung erleichtern und die bei Gehstützenbenutzung typischen Schmerzbeschwerden in Handgelenken, Ellbogen, und Schultern verhindern.

Die **genuS Kniestütze** kann bei allen Verletzungsarten von Fuß oder Bein ab Mitte Schienbein abwärts eingesetzt werden.

Zur Anpassung siehe die umseitige Montageanleitung

Wir empfehlen, die Montage und Justierung der Kniestütze auf Ihre Körpermaße von Ihrem Arzt, Therapeuten oder durch Ihren Orthopädietechniker durchführen zu lassen.

Bitte beachten:

Die **genuS Kniestütze** sollte nur nach Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt oder Therapeuten verwendet werden. Das zu benutzende Knie darf keinerlei Gesundheitsschäden aufweisen.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Unterarmgehstützen mit ausreichender Belastbarkeit verwendet werden - siehe auch rechts.

Die **genuS Kniestütze** sollte höchstens mit 100 kg belastet werden. Bei höherem Körpergewicht des Patienten ist zunächst die Rücksprache mit der Firma **genuS** oder einem Orthopädietechniker erforderlich.

Die **genuS Kniestütze** ist nur als Geh- und Stützhilfe zu benutzen. Treppensteigen ist in dieser Form nicht erlaubt. Zum Treppensteigen ist die herkömmliche Benutzungsweise von Unterarmgehstützen anzuwenden.

Die Fortbewegung sollte immer mit beiden Unterarmgehstützen erfolgen, auch wenn die Fortbewegung mit nur einer Unterarmgehstütze durch die **genuS Kniestütze** möglich wird.

Die Unterarmgehstützen müssen möglichst senkrecht auf den Boden aufgesetzt werden.

Pflegeanleitung

Die Kniestütze kann mit einem feuchten Tuch gereinigt und anschließend abgetrocknet werden. Die Schaumstoffauflage kann abgezogen und durch eine neue ersetzt werden.

Welche Unterarmgehstützen sind zum Gebrauch mit der genuS Kniestütze geeignet?

Die **genuS Kniestütze** kann an Unterarmgehstützen mit einem Rohrdurchmesser von 20 mm bis 23 mm angebracht werden, für Gehstützen mit 26 mm Durchmesser benötigt man spezielle Schellen zum Befestigen, diese müssen extra bestellt werden.

Es ist darauf zu achten, daß bei Gehstützen mit Druckknopf der Verstellknopf nicht durch die Befestigungsschellen verdeckt wird, da er sonst nicht sicher einrasten kann. Der sichere Halt der Befestigungsschellen ist täglich zu kontrollieren und nötigenfalls mittels beigelegtem Inbusschlüssel wieder herzustellen.

Ebenso ist täglich der einwandfreie Zustand der Unterarmgehstützen zu prüfen. Bei eventuell auftretender Verformung ist eine Überprüfung der Unterarmgehstützen durch einen Orthopädietechniker erforderlich! Die mit der Kniestütze verwendete Unterarmgehstütze ist in jedem Falle nach einem Jahr Gebrauchsdauer gegen eine neue Unterarmgehstütze zu ersetzen. Unterarmgehstützen sind Verschleißteile - so wie Autoreifen. Für schwergewichtige und amputierte Patienten empfehlen wir Schwerlast-gehstützen zum Ablängen.

Die Kniestütze ist nach 2 Jahren Einsatzdauer durch eine neue zu ersetzen - siehe Rechnungsdatum.

Wie ermittelt man die geeignete Unterarmgehstütze für den Gebrauch mit der genuS Kniestütze?

Eine einfache Regel: Körpergewicht des Patienten + 50 Kilogramm = die Mindestbelastbarkeit der Gehstütze - siehe Prägestempel am Handgriff der Gehstütze.

Beispiel: Gewicht des Patienten = 90 Kilo, zuzüglich 50 Kilo = 140 Kilo
Mindestbelastbarkeit der Gehstütze.

Es ist auf jeden Fall zu prüfen, ob das **obere** Ende des unteren Einschubrohres der Unterarmgehstütze noch **oberhalb** der **unteren** Befestigungsschelle der Kniestütze endet. Ist dies nicht der Fall, muß eine dementsprechende Unterarmgehstütze verwendet werden.

Da es eine große Anzahl von Herstellern von Unterarmgehstützen gibt, können die Unterarmgehstützen mit ihrer Materialbeschaffenheit trotz gleicher Belastbarkeit laut Hersteller konstruktionsbedingt von einander abweichen. Daher sind die vorgenannten Angaben lediglich Richtwerte über die Höchstbelastbarkeit. Sie ersetzen nicht die Rücksprache mit einem Orthopädietechniker, der die für Sie geeigneten Gehstützen auswählt.

Firma **genuS** - Alexander Schriefer
Anton - Happach - Str. 8
D - 86932 Lengenfeld
Tel./ Fax: 0049 - (0) 8196 - 931965
www.genus-kniestutze.de
info@genus.at

